


Jak działa mata przeciwodleżynowa MEDiMAT?

- wspomaga gojenie istniejących zmian odleżynowych do I stopnia włącznie
- zapewnia długotrwałe odciążenie skóry
- tworzy warstwę amortyzującą między ciałem pacjenta a materacem
- redukuje ciśnienie punktowe na obszary kostne i rozkłada ciężar ciała na większą powierzchnię
- zapewnia swobodną cyrkulację powietrza i efektywne odprowadzanie wilgoci oraz ciepła z powierzchni skóry zapobiegając jej maceracji i przegrzewaniu
- posiada właściwości antyalergiczne i antybakteryjne
- tworzy naturalną barierę przeciw pleśniom
- powłoka z aktywnymi jonami srebra
 - hamuje namnażanie szkodliwych drobnoustrojów
 - ogranicza powstawanie nieprzyjemnych zapachów
 - utrzymuje bardziej higieniczny mikroklimat pomiędzy skórą a podłożem



**MEDICAL
AIRFLOW**
by BOWi

BOWi



PRODUCENT | PODMIOT PROWADZĄCY REKLAMĘ
BOWI-STYL Sp. z o.o.
ul. Kaczeńcowa 16, 91-214 ŁÓDŹ, POLSKA



www.bowi.pl | info@bowi.pl



*“Opieka dla zdrowszego
jutra”*

- * Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r.
** Ustawa o Wyrobach Medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r.

MEDiMAT
mata przeciwodleżynowa



**MEDICAL
AIRFLOW**
by BOWi

**TWOJE
ZDROWIE
JEST NASZYM
PRIORYTETEM**



TO JEST WYRÓB MEDYCZNY. UŻYWAJ GO ZGODNIE
Z INSTRUKCJĄ UŻYWANIA LUB ETYKIETĄ

DLACZEGO MEDiMAT?

Innowacyjna mata przeciwoleżynowa wykonana z dzianiny 3D wzbogacona o powłokę bakteriostatyczną z aktywnymi jonami srebra. Przeznaczona do profilaktyki powstawania odleżyn oraz wspomagania leczenia istniejących zmian odleżynowych do I stopnia włącznie.

Jest to wyrób medyczny klasy I

- ✓ zgodny z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy*
- ✓ zgodny z Ustawą o Wyrobach Medycznych**
- ✓ oznaczony znakiem CE



CERTYFIKATY:

- ✓ deklaracja zgodności UE – dla produktu
- ✓ certyfikat STANDARD 100 by OEKO-TEX® klasa I – dla dzianiny 3D
- ✓ certyfikaty ISO 9001, 14001, 28000, 45001 – dla producenta

Produkt został przetestowany w Klinice Rehabilitacji i Medycyny Fizycznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM w Łodzi, na podstawie zgody Komisji Bioetycznej UM w Łodzi nr RNN/260/15/KE

KTO POWINIEN STOSOWAĆ MATĘ MEDiMAT?

OSOBY DŁUGOTRWALE LEŻĄCE

lub z ograniczoną mobilnością, wymagające profilaktyki odleżyn lub wspomagania leczenia zmian do I stopnia

OSOBY Z CHOROBAМИ NEUROLOGICZNYMI

np. po udarze, stwardnieniu rozsianym lub z niedowładami kończyn zwiększającymi ryzyko powstawania odleżyn

OSOBY W OKRESIE REHABILITACJI

po urazach i zabiegach operacyjnych potrzebujące równomiernego rozłożenia nacisku i redukcji bólu

OSOBY CIERPIĄCE NA NADMIERNE NOCNE POCENIE SIĘ

lub przebywające w stanie gorączkowym

OSOBY OTŁĘ

u których duża masa ciała zwiększa obciążenie tkanek i nacisk punktowy

KOBIETY W CIĄŻY

zwłaszcza w późniejszych trymestrach

OSOBY HOSPITALIZOWANE

lub objęte długoterminową opieką domową, w tym pacjenci oddziałów intensywnej opieki, wymagający stałej profilaktyki przeciwoleżynowej

DOSTĘPNE ROZMIARY MEDiMAT:

40 x 40 cm	90 x 80 cm
40 x 45 cm	90 x 70 cm
90 x 200 cm	90 x 60 cm
90 x 100 cm	90 x 50 cm
90 x 90 cm	90 x 40 cm



Przeciwwskazania do stosowania MEDiMAT

- ✓ niestabilne złamania kręgosłupa i niestabilne złamania innego rodzaju
- ✓ stan pacjenta, w wyniku którego może dojść do powikłań z powodu miękkiego lub ruchomego podłoża

Nie stwierdzono działań niepożądanych. W przypadku wystąpienia objawów niepożądanych należy skonsultować się ze specjalistą w celu szczegółowego omówienia tych lub innych stanów.